

平成 28 年 10 月 吉日

ディーラー各位

Bochem 社製品 年度末キャンペーン 平成 28 年 3 月 31 日迄

☞オートラボジャッキ先着 20 台に限り **特別出精価格** ディーラー渡し **¥168,750.**

オートラボジャッキ リモートコントロール！

☞その他のラボジャッキは定価の **25%Less**

ラボジャッキを電動でリモートコントロールします。危険な加熱反応や気・液反応はリモートコントローラーでドラフトチャンバーの外から安全に操作できます。

また、レーザーで精密な加工をする際にマニュアルでラッチやノブを回すより迅速にラボジャッキを正確に上下することが出来、作業の効率が向上します。

主な仕様

寸法：240(D)x240(W)x120(H)mm

最高高さ：300mm

天板寸法：240 x 240mm

重さ：6 Kg

作動速度：480mm/分

最大荷重：25Kg

アダプター電源：100 - 240VAC,50/60Hz

アダプター出力電圧：24V

リモートコントロール電池：3V リチウム
CR2430

温度環境：5℃～45℃

ノイズ：<40dB

材質：ワークエリア、ハウジング：18/10 stell

ベロー：PTFE

溶媒等の液体は駆動部に触れません！

動画は下記のサイトでご覧になれます。

<http://www.asahilab.co.jp/videos.html/>

2 台以上の特別出精価格は下記へご連絡下さい。

info@asahilab.co.jp

☎(078)335-8613 FAX (078)335-8614



11220 ラボリフト 18/10 SUS 240x240mm

その他の Bochem 製品 の特別出精価格は各ディーラー様へ！！

- ✓ ラボジャッキ SUS / エポキシ樹脂 / 陽極酸化アルミ
- 100x100 mm
- 160x130 mm
- 200x200 mm
- 240x240 mm
- 300x300 mm
- 400x400 mm


ゆれが少ない上下運動！
指に優しい折り曲げデザイン！
オートクレーブ対応あります。



11130 ラボリフ SUS18/10

☞ 上記標準サイズの他はカスタムメイド承ります。

- ✓ 各種フレーム・各種クランプ・重量リフトトラック (SUS・油圧)



H-Frame complete




三指自在クランプ



リフトトラック油圧 300Kg
(油圧式モデル変更中)

- ✓ ガラス容器フレーム・ステンレス製ラボファニーチャー・ブンセンバーナー・各種スタンド



詳しい情報は <http://www.asahilab.co.jp/>
www.bochem.com

をご覧ください。

お問合せ： **株式会社朝日ラボ交易**
〒650-0044 神戸市中央区港島中町 4-1-1
TEL(078)335-8613 FAX(078)335-8614
info@asahilab.co.jp

販売店