



# 新発売・年度末キャンペーン

## 平成 29 年 3 月末迄

### セルカルチャーフラスコ (ベントキャップ)



#### <Erlenmeyer & Fernbach Flasks>

浮遊細胞用に適した三角フラスコと底広フラスコ

- クリアーでオートクレーブ可能 (ポリカーボネート)
- 70mm 口径、ベントエリアも広くガス交換容易
- 2L, 3L サイズともガンマー線滅菌・個装ラッピング。  
平底又は回り止め底

229850	2L Erlenmeyer, Vent Cap, 平底	6 個/ケース	¥26,600.
229855	2L Erlenmeyer, Vent Cap, 回り止め底	6 個/ケース	¥26,600.
229860	2L Fernbach, Vent Cap, 平底	6 個/ケース	¥26,300.
229865	2L Fernbach, Vent Cap, 回り止め底	6 個/ケース	¥26,300.
229870	3L Fernbach, Vent Cap, 平底	4 個/ケース	¥24,800.
229875	3L Fernbach, Vent Cap, 回り止め底	4 個/ケース	¥24,800.

☞ Vent Cap(70mm), Solid Cap(70mm)だけでも販売します。

#### <Cell Culture Flasks>



##### ・ 付着性細胞用表面処理済

5 つのサイズ 12.5, 25, 75, 182, 300 cm<sup>2</sup>。

このフラスコは均一な親水性表面のため着実な細胞付着に理想的です。

##### ・ 表面処理無し-浮遊性細胞培養

4 つの容量タイプ 25, 50, 250, 600mL。

##### ・ 閉栓キャップタイプは 4 種類 25, 50, 250, 600mL。

##### ・ 堅牢なウォールによりスタッキングが容易。

##### ・ ロットナンバー印字されています。

##### ・ 医療用同等のバージンポリスチレン使用。

##### ・ キャップには 0.22 μm 疎水性メンブレン。

##### ・ ガンマー線滅菌されジッパー式パック入り。



ガンマー線滅菌、ジッパー付きバッグ



表面処理無し（浮遊培養）

### 表面処理済フラスコ（付着性細胞）

229320	12.5 cm <sup>2</sup> プラグシール	25mL	10 個 x20	200 個	¥16,600.
229330	25 cm <sup>2</sup> プラグシール	50mL	10 個 x20	200 個	¥17,600.
229340	75 cm <sup>2</sup> プラグシール	250mL	5 個 x20	100 個	¥19,100.
229350	182 cm <sup>2</sup> プラグシール	600mL	5 個 x8	40 個	¥14,000.
229321	12.5 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	25mL	10 個 x20	200 個	¥19,700.
229331	25 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	50mL	10 個 x20	200 個	¥20,800.
229341	75 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	250mL	5 個 x20	100 個	¥21,100.
229351	182 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	600mL	5 個 x8	40 個	¥16,000.
229361	300 cm <sup>2</sup> ベントキャップ	850mL	3 個 x6	18 個	¥19,000.

### サスペンションカルチャーフラスコ（浮遊細胞）

229500	25mL ベントキャップ	10 個 x20	200 個	¥17,200.
229510	50mL ベントキャップ	10 個 x20	200 個	¥17,800.
229520	250mL ベントキャップ	5 個 x20	100 個	¥18,700.
229530	600mL ベントキャップ	5 個 x 8	40 個	¥13,500.

- ☞ 上記の金額はキャンペーン期間価格です（平成 29 年 3 月末迄）。
- ☞ サンプルのご要望やお問合せは下記までお願い致します。
- ☞ 2 ケース以上ご注文の場合は更に 5 %引き。
- ☞ セルカルチャーフラスコは小口 5 個、10 個のご注文も承ります（送料 800 円はお客様ご負担）。

輸入販売 株式会社朝日ラボ交易

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 4-1-1

TEL 078(335)8613 FAX 078(335)8614

e-mail: [info@asahilab.co.jp](mailto:info@asahilab.co.jp)

URL: <http://www.asahilab.co.jp/>