

# FINEPCR社製 振とう器・シェーカー **キャンペーン2025年3月31日まで!**

朝日ラボ交易では、予算に優しいFINEPCR社製振とう器のキャンペーンを2025年3月31日まで実施いたします。腕を振るような動きや歳差運動等、ユニークな動きの振とう器が最大32%OFFでお求めいただけるチャンスです。遠沈管だけではなくフラスコ用のホルダーや用途を選ばない網目状のゴム製ラック等アクセサリも充実しています。この機会に是非ご検討ください。

連絡先：[info@asahilab.co.jp](mailto:info@asahilab.co.jp) ☎078-335-8613 📠078-335-8614

モデル	ASH3	LABO	FMS3	FMS2	TW3	AG	HAG	Confido-S50H	MX4
									
motion	Arm Shaker		Multi Angle Precession		Precession	Rotator		Orbital	Orbital
速度	10~90 rpm		30~300rpm	5~90rpm	8 - 70 rpm	7 - 70rpm		60~600rpm	マイクロウェルプレートと1.5mlチューブ：300~1400rpm ディープウェルプレート：300~1000rpm
回転数表示	×		×	×	×	○	○	×	×
傾斜角度	45°		3D twist 5° 3D twist 10° 3D twist 15° 3D twist 20°		±7°	0° - 90°		—	—
タイマー	—	—	180分	—	180分	99時間59分		99時間59分	180分
耐熱温度	—	—	55°C以下(Dry air)	65°C以下(Hum 90%)	65°C以下(Dry air)	65°C以下(Dry air)		周囲温度 +5°C~65°C	—
積載可能重量	2kg	4kg	3kg	1kg	5kg	—	—	—	—
重量	4.5kg	5kg	11kg	5kg	7kg	4kg	6kg	15kg	8kg
プラットフォーム(mm)	W140×D125	W210×D125	W300×D300	W200×D200	W300×D300	—	—	—	—
寸法(mm)	W225×D175×H220	W240×D210×H220	W300×D300×H155	W200×D280×H147	W330×D330×H178	W220×D236×H246	W510×D236×H246	W280×D423×H257	W290×D320×H130
電力	35W		50W	35W	35W	35W		330W	20W
電圧	AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V	AC100-240V		AC100-240V	AC100-240V
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz
デモ機	デモ機あり	×	×	デモ機あり	デモ機あり	デモ機あり	×	デモ機あり	デモ機あり
キャンペーン価格	191,000円(税抜き)	240,000円(税抜き)	178,000円(税抜き)	118,000円(税抜き)	122,000円(税抜き)	87,000円(税抜き)	108,000円(税抜き)	498,000円(税抜き)	138,000円(税抜き)

# FINEPCR社製 振とう器・シェーカー **キャンペーン2025年3月31日まで!**

モデル	3D-300	3D-200	SH30	SH30L	SH40T	SH40LT	2D-300	2D-400
								
motion	Multi Angle Precession		Orbital	Reciprocate	Orbital	Reciprocate	Orbital / Reciprocate	
速度	30~300rpm	5~90rpm	40~300rpm		40~300rpm	70 ~ 400 rpm (max. 10kg) 40 ~ 300 rpm (max. 15kg)	45~400rpm	
回転数表示	○	○	×	×	○	○	○	○
傾斜角度	3D twist 5° 3D twist 10° 3D twist 15° 3D twist 20		—		—		—	
タイマー	99時間59分		180分		99時間59分		99時間59分	
耐熱温度	55°C以下(Dry air)	65°C以下(Hum 90%)	65°C以下(Dry air)		—	—	55°C以下	
積載可能重量	3kg	1kg	8kg		20kg	15kg	4kg	6kg
重量	12kg	5kg	10kg		13kg	13.5kg	13kg	17kg
プラットフォーム(mm)	W300×D300	W200×D200	W300×D300		W400×D400	W400×D400	W300×D300	W400×D400
寸法(mm)	W300×D380×H170	W200×D280×H147	W330×D330×H157	W330×D330×H162	W430×D430×H159	W430×D430×H163	W320×D410×H140	W430×D520×H140
電力	50W	35W	35W	35W	35W	35W	30W	30W
電圧	AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
デモ機	×	×	×	×	×	×	×	×
キャンペーン価格	159,000円(税抜き)	113,000円(税抜き)	191,000円(税抜き)	200,000円(税抜き)	239,000円(税抜き)	255,000円(税抜き)	208,000円(税抜き)	219,000円(税抜き)