

平成 30 年 8 月吉日

お客様各位

JASIS2018 出展のご案内

拝啓 残暑厳しき折益々ご清栄のことと存じます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

この度表記 JASIS2018 に出展する運びとなりましたので先ずは書面にてご案内申し上げます。ご多用の折とは存じますがご来場の節は弊社下記ブースへお越しいただければ誠に幸甚に存じます。

何卒今後とも宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 会場：幕張メッセ国際展示場 <https://www.jasis.jp/information/index.html>
2. 会期：9月5日（水）～9月7日（金）
3. 時間：AM10:00～PM5:00
4. 弊社ブース番号：S-20 (mini/ソリュ) ホール7入口近く
5. 展示品目：
 - ① 卓上型核磁気共鳴 (NMR) Spinsolve 冷媒不要・リアルタイムモニター
 - ② コニカルチューブ(15mL/50mL)ミキサー (温調付き)
 - ③ バイオリアクションチューブ(15mL/50mL)
 - ④ ラボジャッキ (手に優しい設計)

以上



株式会社朝日ラボ交易

神戸市中央区港島中町 4-1-1

078-335-8613 phone

078-335-8614 fax

info@asahilab.co.jp email

製品概要

■卓上型 NMR Magritek 社 **Spinsolve** : 電源さえあればいつ、どこでも、どなたでも測定できる優れたものです。高磁場 NMR と同じ 5 mm ガラス管で測定、フローセル (Option) を用いればリアルタイムモニタリングが可能です。そばに PC やスターラーを置いても磁場が乱れず測定できますので設置場所を問いません。冷媒を使用しないのでランニングコストも大きく削減できます。ほぼメンテナンスフリー。



周波数 : 43MHz, 60MHz, 80MHz
半値幅 : < 0.5Hz
感度 : > 100 : 1 (1% エチルベンゼン)
核種 : 1H, 19F, 13C, 31P
(11B, 15N, 29S 等 Option)
寸法 : 58 x 43 x 40 cm
重量 : 55Kg
電源 : 100VAC, 50/60Hz

■ 15mL, 50mL コニカルチューブミキサー



コンフィドシリーズ FINEPCR 社製

Confide-S50 new4 (左上)

Confido-S50H new4 (左下)

コニカルチューブを独創的に回転攪拌+温度制御タイプ

- ・ デジタルマイクロプロセッサコントロール
- ・ スピード範囲 : 60-600 RPM
- ・ 設置数 : 15mL 16 本、50mL 12 本
- ・ 温度範囲 : 室温+5°C~65°C
- ・ 温度正確性 : ±0.2°C
- ・ 安全性 : フラッシュアラームランプ (設定温度超え)
- ・ LED : スピード、時間
- ・ 寸法 : S-50 210(w)x365(D)x227(H) 8Kg
重量 S-50H 280(W)x423(D)x257(H) 14Kg
- ・ 電源 : 100-240VAC, 50/60Hz