

平成 29 年 3 月吉日

英国 Ossila Limited 社 小型・廉価版スピナー

有機エレクトロニクス 低分子・高分子等の有機物を遠心力で薄膜に塗布

Spin Coater E44 輸入代行致します

詳しくは Web ⇒ <https://www.ossila.com/products/spin-coater>

- ☞ コンパクト
- ☞ チャック カスタムメイド
- ☞ プログラマブル



価格の目安は下記の通りです。

本体 1,950. ポンド
手数料 292.5 ポンド
輸送料 110 ポンド
銀行手数料 6,500 円

納入後のサポートもさせていただきます。

主な仕様

プログラム	99 programs with up to 100 steps each
スピードの安定性	<2%
スピード	120 RPM to 6000 RPM
スピン時間	1 sec - 999 sec
電源	DC 24V 2A
インターロック	Software/hardware lid interlock
大きさ	267mm x 230mm x 141mm
材質	Central polypropylene unit, aluminium frame with fluorinated ethylene propylene (FEP)-coated display and keypad, acrylonitrile butadiene styrene (ABS) side and base



株式会社朝日ラボ交易

info@asahilab.co.jp